


Anti-Cd44 ウサギPolymab® - P15379

商品番号: CM0010480



前書き

マウスCD44 (Swiss P15379) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着とリンパ球ホーミングに参与する40-86 kDaの糖タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD44 ウサギPolymAb®
別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P15379
タンパク質分子量	40-86 kDa
発送方法	保冷剤