

抗Cd45モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Mihc、Elisa対応） - P08575

商品番号: CM0004253



前書き

ヒトCD45（LCA、T200）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫組織化学、マルチプレックスIHC、ELISAに適しています。研究および診断用途での白血球共通抗原検出について妥当性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45 ウサギmAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45 (NP_002829.3) のアミノ酸194～390番内の配列に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	147kDa
発送方法	保冷剤