

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Cd45 ポリクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0019503



前書き

ヒトCD45（LCA、T200）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。T細胞活性化および白血球研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45 ウサギ pAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
免疫原	ヒトCD45（NP_002829.3）のアミノ酸194-390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08575
タンパク質分子量	147 kDa
輸送	保冷バッグ