

Fc、Elisa用 抗Cd45ウサギモノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0012581



前書き

CD45ウサギモノクローナル抗体（クローンmAb）は、ヒトCD45（PTPRC、白血球共通抗原）を特異的に認識します。フローサイトメトリーおよびELISA用に検証済みです。免疫学的研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45ウサギmAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26-577に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
発送条件	保冷剤