

## If/Icc、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd45ウサギモノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0007276

### 前書き

CamelBioは、IF/ICC、IHC-P、FC、ELISA用途でマウスサンプルに対してバリデーション済みの抗CD45ウサギモノクローナル抗体を提供しています。組換え免疫原は、145 kDaのCD45タンパク質（P06800）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD45ウサギmAb                                               |
| 備考／別名      | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4; CD45    |
| 種          | マウス                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5788                                                     |
| 遺伝子ID      | 19264                                                    |
| 免疫原        | マウスCD45 (NP_001104786.2) のアミノ酸26〜566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                |
| 用途         | IF/ICC、IF-F、IHC-P、FC、ELISA                               |
| 交差反応性      | マウス                                                      |
| SWISS      | P06800                                                   |
| タンパク質分子量   | 145 kDa                                                  |
| 配送         | 保冷バッグ                                                    |