

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd45ウサギモノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0005809



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのCD45（PTPRC）ウサギモノクローナル抗体です。T細胞活性化および白血球機能に必須なヒト受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼCを標的とします。免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45 ウサギ mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45 (NP_002829.3) のアミノ酸194～390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	147kDa
発送方法	氷袋