

抗Cd45 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Elisa用） - P08575

商品番号: CM0016545



前書き

ヒトCD45（LCA、B220、LY5）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞活性化、免疫学、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45 ウサギ pAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
免疫原	ヒトCD45（NP_002829.3）のアミノ酸611～730番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08575
タンパク質分子量	147 kDa
発送方法	保冷剤