

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cd45 ウサギ Polymab® - P08575 / P06800

商品番号: CM0011088



前書き

CD45 ウサギ PolymAb® は、ヒト/マウス CD45 (P08575/P06800)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みで、白血球生物学および免疫診断学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45 ウサギ PolymAb®
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID (マウス)	19264
免疫原	ヒト/マウス CD45 の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08575/P06800
タンパク質分子量	180-240kDa
発送	保冷剤