

Ihc-P・Elisa用 抗Cd45Ra ウサギモノクローナル抗体 - P08575-8

商品番号: CM0006825

前書き

ヒトCD45RA（アイソフォーム6、PTPRC）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。IHC-PおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、白血球抗原研究や診断法開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45RA ウサギmAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
免疫原	ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸26～482に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
発送方法	保冷剤