

Wb用抗Cd45Rbモノクローナル抗体 - P08575-9

商品番号: CM0008294

前書き

ヒトCD45RBを標的とするウサギモノクローナル抗体。
。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、FC、ELISAで検証済み。受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼC（CD45RB）のアイソフォーム7を特異的に検出します。診断および研究用途におけるフローサイトメトリーや免疫組織化学に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45RB Rabbit mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-9
タンパク質分子量	135kDa
配送	氷袋