

Anti-Cd45Rb ウサギポリクローナル抗体（Wb, If, Elisa用） - P08575-9

商品番号: CM0022439

前書き

ヒトCD45RB（PTPRCのアイソフォーム7）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。白血球共通抗原の免疫検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45RB ウサギ pAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45RB（XP_006711537.1）のアミノ酸26-463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P08575-9
タンパク質分子量	135kDa
配送	アイスバッグ