

フローサイトメトリー用 抗Cd45Ro モノクローナル抗体 () - P08575

商品番号: CM0004772



前書き

ヒトCD45ROを標的とする標識マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みの本抗体は、T細胞活性化とメモリーT細胞同定に重要な白血球共通抗原アイソフォームを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD45RO mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID	5788
免疫原	合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	136 kDa
発送	保冷バッグ