

Wb、Elisa用 抗Cd45Roウサギポリクローナル抗体 - P08575-4

商品番号: CM0027496

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用の抗CD45ROウサギポリクローナル抗体。ヒトCD45RO白血球共通抗原アイソフォーム（P08575-4）と反応します。免疫検出研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD45RO ウサギ pAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45RO（NP_563578.2）のアミノ酸26-416に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-4
タンパク質分子量	131kDa
発送	保冷バッグ