


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd46ウサギモノクローナル抗体 - P15529

商品番号: CM0011335



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、フローサイトメトリー、ELISA用の組換えウサギモノクローナルCD46抗体です。ヒト膜補因子タンパク質（補給制御因子かつ病原体受容体）を標的とします。別名MCP、TLX、AHUS2、MIC10、TRA2.10としても知られています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] CD46 ウサギmAb
備考/別名	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4179
遺伝子ID	4179
免疫原	ヒトCD46 (NP_002380.3) のアミノ酸35～328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15529
タンパク質分子量	37～44kDa
配送方法	保冷剤