

抗Cd46ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P15529

商品番号: CM0003042



前書き

ヒトCD46（MCP）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト特異的。補体制御、ウイルス感染、免疫調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD46ウサギmAb
備考/別名	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4179
GeneID	4179
免疫原	ヒトCD46 (P15529) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15529
タンパク質重量	44kDa
配送	アイスバッグ