

## Wb、Elisa用抗Cd47ウサギポリクローナル抗体 - Q61735

商品番号: CM0022949

### 前書き

マウスCD47（インテグリン関連タンパク質、IAP）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ラットとも交差反応します。免疫調節、血管新生、心血管シグナル伝達の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | CD47 Rabbit pAb                                     |
| 備考／別名      | IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47       |
| 種          | マウス                                                 |
| GeneID（ヒト） | 961                                                 |
| GeneID     | 16423                                               |
| 免疫原        | マウスCD47（NP_034711.1）のアミノ酸19～135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 宿主         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション   | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q61735                                              |
| タンパク質分子量   | 33kDa                                               |
| 配送         | 保冷バッグ                                               |