

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd47ウサギポリクローナル抗体 - Q08722

商品番号: CM0022936



前書き

ヒトCD47（IAP、OA3、MER6）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのCD47と反応し、細胞接着、シグナル伝達、免疫制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD47 Rabbit pAb
備考／別名	IAP; OA3; MER6; CD47
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	961
GeneID	961
免疫原	ヒトCD47 (NP_001768.1) のアミノ酸224-323番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08722
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤