

フローサイトメトリーおよびElisa用 抗Cd48ウサギモノクローナル抗体 - P18181

商品番号: CM0004799



前書き

マウスCD48 (SLAMF2, BLAST-1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。GPIアンカー型免疫調節因子。フローサイトメトリーおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスモデルにおけるT細胞およびNK細胞シグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD48 ウサギmAb
備考/別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
種	マウス
GeneID (ヒト)	962
GeneID	12506
免疫原	マウスCD48 (NP_031675.1) のアミノ酸23-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ