

Anti-Cd48 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Fc, Elisa対応） - P09326

商品番号: CM0009583



前書き

ヒトCD48 (SLAMF2)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W B、FC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。免疫細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD48 Rabbit mAb
備考/別名	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
種	ヒト
GeneID (ヒト)	962
GeneID	962
免疫原	ヒトCD48 (NP_001769.2) のアミノ酸27-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09326
タンパク質分子量	19kDa/27kDa
配送	氷袋