


Anti-Cd5 モノクローナル抗体 (Conjugate) For Fc - P06127

商品番号: CM0004159



前書き

フローサイトメトリー検証用ウサギ抗ヒト CD5
モノクローナル抗体 (コンジュゲート)。組換え免疫原
(aa 25-371)、54kDa タンパク質を検出。ヒト CD5
特異的で、T 細胞および B 細胞の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD5 mAb
備考/別名	CD5; LEU1; T1; CD5 molecule
種	Human
GeneID (Human)	921
GeneID	921
免疫原	ヒト CD5 (NP_055022.2) のアミノ酸 25-371 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Human
SWISS	P06127
タンパク質分子量	54kDa
配送	Ice bag