


フローサイトメトリー用抗Cd5モノクローナル抗体 - P06127

商品番号: CM0012274



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みのウサギ抗ヒトCD5モノクローナル抗体（クローン）。免疫調節に関与するT細胞マーカーであるヒトCD5を認識します。免疫表現型解析およびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD5 mAb
備考／別名	TI; LEU1
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	921
遺伝子ID	921
免疫原	ヒトCD5のアミノ酸25-371（NP_055022.2）に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
輸送条件	保冷バッグ