


フローサイトメトリー用 抗Cd5モノクローナル抗体 () - P06127

商品番号: CM0007989



前書き

フローサイトメトリー (FC) 用に検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD5モノクローナル抗体。主要な免疫調節因子であるT細胞表面糖タンパク質CD5 (T1/Leu-1) を標的とします。ヒトCD5を検出し、予測分子量は約55 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD5 mAb
備考/別名	T1; LEU1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	921
GeneID	921
免疫原	ヒトCD5 (NP_055022.2) のアミノ酸25-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ