


Anti-Cd5 Rabbit Monoclonal Antibody For Fc, Elisa - P06127

商品番号: CM0009647



前書き

ヒトCD5 (T1/Leu-1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) およびELISAで検証済み。T細胞シグナル伝達、胸腺細胞選択、およびB1a細胞生物学の研究に最適です。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD5 Rabbit mAb
備考/別名	T1; LEU1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	921
遺伝子ID	921
免疫原	ヒトCD5 (NP_055022.2) のアミノ酸25-371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋