


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd5ウサギモノクローナル抗体 - P06127

商品番号: CM0011235



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの高品質CD5ウサギモノクローナル抗体。免疫調節に関与するT細胞およびB1a細胞表面受容体であるヒトCD5と反応します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD5ウサギmAb
備考／別名	TI; LEU1; CD5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	921
GeneID	921
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD5（P06127）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ