


Anti-Cd5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P06127

商品番号: CM0030951



前書き

Western blot、IHC-

P、ELISAで検証済みのCD5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD5と交差反応性を示します。T細胞シグナル伝達およびB細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD5 Rabbit pAb
備考/別名	T1; LEU1; CD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	921
GeneID	921
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD5 (NP_055022.2) のアミノ酸158-371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ