

Anti-Cd50 (Icam-3) モノクローナル抗体（Fc用） - P32942

商品番号: CM0010846



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD50 (ICAM-3) ターゲットの結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。免疫表現型解析および細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD50(ICAM-3) mAb
備考/別名	CD50; CDW50; ICAM-R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3385
免疫原	ヒトCD50(ICAM-3) (NP_002153.2) のアミノ酸30-114に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32942
タンパク質分子量	60 kDa
配送	氷袋