

フローサイトメトリー用抗Cd50 (Icam-3) モノクローナル抗体 - P32942

商品番号: CM0009981



前書き

ヒトCD50 (ICAM-3)

を標的とするウサギモノクローナル抗体、クローン。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。免疫原：組換えタンパク質 (aa 30-114)。白血球接着および免疫相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD50(ICAM-3) mAb
備考/別名	CD50; CDW50; ICAM-R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3385
GeneID	3385
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD50(ICAM-3) (NP_002153.2) のアミノ酸30-114に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32942
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスパック