

Wb用 抗Cd52 ポリクローナル抗体 - P31358

商品番号: CM0022090



前書き

ヒトCD52（CAMPATH-1抗原）特異的なウサギポリクローナル抗体。7 kDaのGPIアンカー型膜糖タンパク質。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスと交差反応性あり。免疫学および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD52 ウサギ pAb
備考/別名	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1043
GeneID	1043
免疫原	ヒトCD52 (NP_001794.2) のアミノ酸1-61に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31358
タンパク質分子量	7kDa
発送	保冷バッグ