

Wb、Elisa用抗Cd53ウサギポリクローナル抗体 - P19397

商品番号: CM0018170



前書き

ヒトCD53（テトラスパニン-25）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。マウスと交差反応します。免疫細胞シグナル伝達およびB/T細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD53ウサギpAb
備考／別名	MOX44; TSPAN25; CD53
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	963
遺伝子ID	963
免疫原	ヒトCD53（NP_000551.1）のアミノ酸100～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19397
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ