


フローサイトメトリー用 Anti-Cd55 モノクローナル抗体 () - P08174

商品番号: CM0005619



前書き

ヒト CD55 (DAF)

を標的とするウサギモノクローナル抗体、標識。フローサイトメトリーで検証済み。補体研究および免疫調節における CD55 の役割の解明に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD55 mAb
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	1604
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD55 (NP_000565.1) のアミノ酸 35-353 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ