

Wb、Elisa用 抗Cd55ウサギモノクローナル抗体 - Q61475

商品番号: CM0005567

前書き

WBおよびELISAで検証済みのマウスCD55ウサギモノクローナル抗体。マウスCD55（DAF）を認識します。これは、補体による損傷から細胞を保護するGPIアンカー型補体阻害因子です。マウスサンプルにおける免疫検出に適しています。ワンストップIVD調達に対応。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD55 ウサギ mAb
備考/別名	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
種	マウス
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	13136
免疫原	マウスCD55 (NP_034146.2) のアミノ酸35-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61475
タンパク質分子量	42KDa
輸送	保冷バッグ