


Anti-Cd55 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

商品番号: CM0003220



前書き

ヒト用WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-CD55 Rabbit Monoclonal Antibody。補体崩壊促進因子（DAF、CD55）を41kDaで検出します。補体調節およびウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD55 Rabbit mAb
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	1604
免疫原	合成ペプチド ヒトCD55 (P08174) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ