


## Wb、Elisa用抗Cd55ウサギポリクローナル抗体 - P08174

商品番号: CM0015738



## 前書き

ヒトCD55（DAF）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。補体研究およびウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | CD55ウサギpAb                                          |
| 備考／別名      | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55                     |
| 種          | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 1604                                                |
| 免疫原        | ヒトCD55（NP_000565.1）のアミノ酸40～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                              |
| SWISS      | P08174                                              |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                               |
| 輸送         | 保冷バッグ                                               |