


抗Cd55ウサギPolymab® (Wb、Elisa用) - P08174

商品番号: CM0007440



前書き

CD55 (DAF)

ウサギPolymAb®。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。補体カスケードの主要な制御因子であり、ウイルス侵入受容体でもある補体崩壊促進因子を標的とする組換えモノクローナル抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD55 ウサギPolymAb®
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
種	マウス/ヒト
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	13136/1604
免疫原	ヒトCD55組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08174
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスバッグ