

Fc用 抗Cd56/Ncam1 モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0012584



前書き

ヒトCD56/NCAM1に対する組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。神経細胞接着分子を標的とし、ニューロン接着およびウイルス侵入受容体（狂犬病、ジカ）に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗ヒトCD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4684
GeneID	4684
免疫原	ヒトCD56/NCAM1 (NP_851996.2) のアミノ酸20-413に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質重量	95kDa
発送	保冷剤（氷袋）