


Anti-Cd58 (Lfa-3) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19256

商品番号: CM0006559



前書き

ヒトCD58 (LFA-3)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。内在性CD58を約28

kDaで認識します。T細胞接着および免疫シナプス形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD58 Rabbit mAb
備考/別名	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	965
遺伝子ID	965
免疫原	ヒトCD58 (NP_001770.1) のアミノ酸29-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19256
タンパク質分子量	28 kDa
配送	氷袋