


Anti-Cd58 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19256

商品番号: CM0028768



前書き

ヒトCD58/LFA-

3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。T細胞接着研究、免疫シナプス研究、およびIVDアッセイ開発に最適です。アミノ酸40-220を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD58 ウサギ pAb
備考/別名	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
種	ヒト
GeneID (ヒト)	965
GeneID	965
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD58 (NP_001770.1) のアミノ酸40-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19256
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋