


Wb、Elisa用 Anti-Cd59 ポリクローナル抗体 - P13987

商品番号: CM0013793



前書き

ヒトCD59特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。CD59は補体MAC形成を阻害するGPIアンカー糖タンパク質であり、溶血性貧血研究の重要な標的 です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD59 ウサギ pAb
備考/別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	966
遺伝子ID	966
免疫原	ヒトCD59 (NP_001120695.1) のアミノ酸26-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷剤