


Wb、Elisa用 抗Cd59ウサギモノクローナル抗体 - P13987

商品番号: CM0010989



前書き

ヒトCD59（プロテクチン）に対する組換えウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。補体制御研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD59ウサギmAb
備考/別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
種	ヒト
GeneID（ヒト）	966
免疫原	ヒトCD59 (NP_000602.1)のアミノ酸49-128に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤