


抗Cd59ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P13987

商品番号: CM0006851



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのヒトCD59に対するウサギモノクローナル抗体です。補体膜攻撃複合体阻害因子であるCD59糖タンパク質を標的とし、補体研究および診断アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD59 ウサギ mAb
備考／別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	966
GeneID	966
免疫原	合成ペプチド ヒトCD59のアミノ酸26〜126番以内の配列に対応する合成ペプチド。(NP_000602.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14 kDa
輸送方法	氷袋