

Anti-Cd62E Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

商品番号: CM0011482

前書き

マウスCD62E（E-セレクトリン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。残基22～557を標的とする組換え免疫原。マウスと反応し、分子量は66 kDa。内皮細胞接着および白血球遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62E Rabbit mAb
備考/別名	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6401
遺伝子ID	20339
免疫原	マウスCD62E (NP_035475.2) のアミノ酸22-557に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q00690
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ