

フローサイトメトリー用 抗Cd62L/L- セレクチンモノクローナル抗体（Apc/Cyanine7） - P14151

商品番号: CM0009452



前書き

ヒトCD62L（L-セレクチン）に対するAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。ヒトサンプルにおけるリンパ球ホーミング、白血球ローリング、細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD62L/L-セレクチンmAb
備考／別名	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
種	ヒト
GeneID	6402
免疫原	ヒトCD62L/L-セレクチン（NP_000646.3）のアミノ酸39～332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ