

抗Cd62L/L-セレクトインポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P14151

商品番号: CM0023516



前書き

ヒトCD62L/L-セレクトインに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、白血球接着およびリンパ球ホーミング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62L/L-セレクトイン ウサギpAb
別名	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-セレクトイン
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6402
GeneID	6402
免疫原	ヒトCD62L/L-セレクトイン (NP_000646.2) のアミノ酸1-100領域内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋