

Wb、Elisa用 抗Cd62P/P-セレクトイン ポリクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0015517



前書き

CamelBioのウサギ抗ヒトCD62P/P-セレクトインポリクローナル抗体は、細胞外ドメイン（アミノ酸220-319）を標的とします。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのP-セレクトイン（91kDa）と交差反応性を示します。炎症、血栓症、細胞接着に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62P/P-セレクトイン ウサギ pAb
備考/別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-セレクトイン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6403
GeneID	6403
免疫原	ヒトCD62P/P-セレクトイン (NP_002996.2) のアミノ酸220-319に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
輸送	保冷バッグ