

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd62P/P-セレクチンウサギモノクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0007041



前書き

このCD62P/P-セレクチンウサギモノクローナル抗体（mAb）は、ヒトサンプルを用いたWB、IF/ICC、およびELISAで検証されています。白血球のローリングや炎症に関与する重要な接着分子であるP-セレクチンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62P/P-セレクチン ウサギmAb
備考／別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-セレクチン
種	ヒト
遺伝子ID	6403 (ヒト)
免疫原	ヒトCD62P/P-セレクチン (NP_002996.2) のアミノ酸42～771内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91 kDa
輸送	保冷バッグ