

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 Anti-Cd62P/P-Selectin ウサギモノクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0007796



前書き

ヒトCD62P/P-selectinに対する組換えウサギモノクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。研究用途における白血球接着および炎症シグナル伝達経路の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62P/P-selectin ウサギ mAb
備考/別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6403
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
出荷	氷袋