

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd62P/P-セレクトインウサギポリクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0018486



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのCD62P/P-セレクトインウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応します。CamelBioのIVD原材料プラットフォームが提供する、炎症、白血球接着、血小板活性化研究に最適な製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62P/P-セレクトイン ウサギpAb
備考／別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6403
遺伝子ID	6403
免疫原	ヒトCD62P/P-セレクトインのアミノ酸30～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002996.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
輸送	保冷バッグ