


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd63モノクローナル抗体 - P08962

商品番号: CM0003142



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのCD63ウサギmAb。ヒトCD63（グラヌロフィシン、LAMP-3）を標的とし、細胞接着、シグナル伝達、エクソソーム生物学に関与するテトラスパニン。癌およびエクソソーム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD63ウサギmAb
備考/別名	MLA1、ME491、LAMP-3、OMA81H、TSPAN30、CD63
種	ヒト
GeneID (ヒト)	967
免疫原	ヒトCD63 (NP_001771.1)のアミノ酸103-203に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08962
タンパク質分子量	17kDa/23kDa/25kDa
発送	保冷バッグ