


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd63ポリクローナル抗体 - P08962

商品番号: CM0026817



前書き

ヒトCD63を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。エクソソーム合成、メラノーマ、テトラスパニン機能の研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD63 ウサギ pAb
備考/別名	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
種	ヒト
GeneID (ヒト)	967
GeneID	967
免疫原	ヒトCD63 (NP_001771.1) のアミノ酸103-203を含む配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08962
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ