

Wb、Elisa用抗Cd64ウサギモノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0006679



前書き

ヒトCD64（FcγRI）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途でバリデーション済み。単球／マクロファージに選択的に発現し、ADCCを介在する高親和性IgG Fc受容体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD64ウサギmAb
備考／別名	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2209
免疫原	ヒトCD64（NP_000557.1）のアミノ酸16～288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12314
タンパク質分子量	45～75kDa
輸送	保冷バッグ